



Lente de contacto, diseñada a la medida exacta de cada ojo con el material tradicional de mark'ennovy: GMA-49. Todo un clásico de experiencia fabricado con la más moderna tecnología. Para los usuarios más nostálgicos, expertos y seguros con su visión.



CARACTERÍSTICAS

Más a medida	Diseño individualizado a cada ojo en múltiples geometrías.
Más cómodo	Hidrogel tradicional (49%) de comodidad altamente contrastada.
Visión clásica	Satisfacción experta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Hidrogel Filcon I 1 49%		
Dk	15		
TINTE MANIPULACIÓN	SÍ		
FILTRO UV	SÍ		
		Rango de parámetros	Pasos
DIÁMETRO (mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	13.00 y 14.50 14.00	
RADIO BASE* (mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> Ø 13.00 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	7.70 a 9.80 7.10 a 9.20 8.00 a 9.00	0.30 0.30 0.20
ESFERA* (D)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	+30.00 a -30.00 +8.00 a -12.00	0.25 0.25
CILINDRO* (D)	<input type="radio"/>	-0.75 a -8.00	0.25
EJE (°)	<input type="radio"/>	Todos	5°
ADICIÓN (D)	<input type="radio"/>	A - B - C	
MULTIFOCAL - DISEÑO	<input type="radio"/>	CD - CN	

*Rango más amplio de parámetros disponible en lente convencional. Para más información contacte con nuestro servicio de Atención al cliente.



DISEÑO LENTES QUATTRO





ESFÉRICA*



TÓRICA**





ØT=13.00 y 14.50mm
Ec=0.09mm



ØT=13.00 y 14.50mm
Ec=0.10mm



MULTIFOCAL***



ØT=14.00mm
Ec=0.15mm

El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

- *Basado en Esf -3.00
- **Basado en Esf -3.00 Cil -1.25
- ***Basado en Esf -3.00 Ad B

¿Es un Profesional de la Visión?

Pida online en www.markenovy.com a través de **MyEnnovy**, o contáctenos para comenzar a trabajar con nosotros.

CD & CN			
Miopes		Hipermétropes	
Geometría CD en ambos ojos		Geometría CN en ambos ojos	

www.markenovy.com